

RIGID TQ CASE FOR SOFTT/SOFTT-W/SAM XT - ELEVEN 10 RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/MALICE CLIP, ORANGE

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Verbrauchsmaterial](#)

Das RIGID TQ Case für die SOF®TT/SOF®TT-W kann die SOF®TT oder die SOF®TT-Wide Tourniquets aufnehmen. Das Eleven 10® RIGID TQ Case® ist ein hartes Tourniquet-Gehäuse, das dir schnellen Zugriff auf dein Tourniquet ermöglicht, wenn es darauf ankommt. Es kann an deinem Dienstgurt, an einer MOLLE/PALS-kompatiblen Weste oder in der Zubehörposition an deinem Safariland® Drop Leg Holster getragen werden. Das RIGID TQ Case® hält dein Tourniquet sicher an seinem Platz, indem es Reibung nutzt, sodass keine Riemen, Schnallen oder Klappen zu handhaben sind. Es ermöglicht eine echte einhändige Verwendung der groben Motorik beim Einsatz des Tourniquets, selbst wenn deine Hände blutig oder nass sind. Greif einfach den freiliegenden Teil des Tourniquets und mit einem schnellen Zug wird es freigegeben. Das spritzgegossene RIGID TQ Case® bietet zahlreiche Montageoptionen und Höhenanpassungen. Es ist kompatibel mit Blade-Tech, Safariland® und Tactical Tailor Montage-Lösungen. Viele der Montage-Lösungen können in vertikaler oder horizontaler Position angebracht werden. Eigenschaften: Hält dein Tourniquet griffbereit für eine schnelle Einsatzbereitschaft Hält die SOF®TT/SOF®TT-W durch Reibung Geplant, um mehr Kontakt mit dem Tourniquet beim Einsatz zu ermöglichen Spritzgegossenes Gehäuse, das robusten LE/MIL-Einsatz standhält Entwässerungsloch am Boden des Gehäuses Medizinischer identifizierender PVC-Kreuzpatch enthalten Mehrere Montagepositionen zur Anpassung der richtigen Höhe (kann vertikal, horizontal, geneigt oder umgekehrt montiert werden) Verfügbare Montageoptionen - Polizeidienstgurt (Blade-Tech TEK-LOK Gürtelbefestigung passt bis zu einem 2,25" Gürtel) oder MOLLE/PALS-Befestigung (Tactical Tailor Malice Clip) Kann an einem Safariland® Drop Leg Shroud in der Zubehörposition montiert werden (Montagematerial separat erhältlich) HINWEISE: Verwende das beiliegende Vibra-tite, um das Material an Ort und Stelle zu sichern, sobald die gewünschte Konfiguration erreicht ist. Eine Anleitung ist enthalten. Alle Produkte von Eleven 10® sind in den USA entworfen, hergestellt und montiert.



Eigenschaften

- Name: [ELEVEN 10 RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/MALICE CLIP, ORANGE](#)
- Hersteller: [ELEVEN 10](#)
- Artikel-Nr.: 100043728
- Herst.-Nr.: E10-3011M-ORG
- Größe: 1 Person
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 700615668397

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das RIGID TQ Case für die SOF®TT/SOF®TTW entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir schnellen und einfachen Zugriff auf dein Tourniquet zu ermöglichen, wenn es darauf ankommt. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das RIGID TQ Case von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern, um unsachgemäße Verwendung zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Gehäuse auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass das Tourniquet korrekt im Gehäuse sitzt und sicher gehalten wird.
- Vermeide es, das Gehäuse in einer Umgebung zu verwenden, in der es extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
- Verwende das beiliegende Vibratite, um das Material an Ort und Stelle zu sichern, sobald die gewünschte Konfiguration erreicht ist.
- Achte darauf, dass du das Gehäuse nicht überlastest oder zusätzliche Gewichte anbringst, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Bei der Verwendung des Tourniquets achte auf eine korrekte Technik, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage des RIGID TQ Case:

- Wähle eine geeignete Montageposition an deinem Dienstgurt, einer MOLLE/PALSKompatiblen Weste oder an deinem Safariland® Drop Leg Holster.
- Stelle sicher, dass die Montage sicher und stabil ist.

2. Sicherung des Tourniquets:

- Lege das Tourniquet in das Gehäuse und achte darauf, dass es richtig sitzt.
- Überprüfe, ob das Tourniquet sicher durch Reibung gehalten wird.

3. Zugriff auf das Tourniquet:

- Greife den freiliegenden Teil des Tourniquets.
- Ziehe schnell, um das Tourniquet freizugeben, und achte darauf, dass du die richtige Technik anwendest.

4. Höhenanpassung:

- Nutze die verschiedenen Montagepositionen, um die richtige Höhe für deine Verwendung einzustellen.
- Das Gehäuse kann vertikal, horizontal, geneigt oder umgekehrt montiert werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das RIGID TQ Case und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem RIGID TQ Case, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Wichtige Hinweise

- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitshinweise beachtet hast. Deine Sicherheit und die der anderen hat oberste Priorität!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de