

ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE- SINGLE - ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE HEARING AID 2PK

Rechargeable 48 Hours battery life on a single charge Lightweight, compact behind-the-ear design can be used in either ear On/Off Switch dB Limiting @ 105dB Can be used in either ear Includes 3 sizes foam ear tip 3 bottom cell batteries Brush and wax pick / Screwdriver USB charging cable. Rechargeable 48 Hours battery life on a single charge Lightweight, compact behind-the-ear design can be used in either ear On/Off Switch dB Limiting @ 105dB Noise Reduction Rating 22dB Can be used in either ear 3 sizes foam ear tip 3 bottom cell batteries Brush and wax pick / Screwdriver USB charging cable.



Attributes

- Name: ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE HEARING AID 2PK
- Manufacturer: WALKERS GAME EAR
- Product no.: 430100937
- Mfr. No.: GWP-RCHUE-2PK
- Color: Black
- NRR: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 34mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 888151023372

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE SINGLE WALKERS GAME EAR](#)
- [English: ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Aide Auditive ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'ULTRA EAR BTE RICARICABILE SINGLE WALKERS GAME EAR](#)
- [Suomi: ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE](#)

Sicherheitshinweise für das ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE SINGLE WALKERS GAME EAR

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE Hearing Aids. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Klänge besser wahrzunehmen und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien auf Anzeichen von Leckagen oder Beschädigungen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie an einer Ohrentzündung oder anderen Ohrkrankheiten leiden.
- Stellen Sie sicher, dass die SchaumstoffOhrstöpsel richtig sitzen, um eine optimale Geräuschreduzierung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie laute Umgebungen, um das Risiko von Hörschäden zu minimieren.
- Stellen Sie den Lautstärkepegel auf ein sicheres Niveau ein, um Ihr Gehör zu schützen.
- Verwenden Sie den Ein/AusSchalter, um das Gerät bei Nichtgebrauch auszuschalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Entfernen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: 3 Größen von SchaumstoffOhrstöpseln, 3 Knopfzellenbatterien, eine Bürste, ein Wachspicker/Schraubendreher und ein USBLadekabel.

2. Batterien einsetzen:

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie die Knopfzellenbatterien gemäß der Markierung im Fach ein.
- Schließen Sie das Fach sicher.

3. Ohrstöpsel anbringen:

- Wählen Sie die passende Größe der SchaumstoffOhrstöpsel.
- Drücken Sie den Ohrstöpsel vorsichtig in das Gerät.

4. Gerät einschalten:

- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein/AusSchalter ein.
- Passen Sie den Lautstärkepegel an Ihre Bedürfnisse an.

5. Ladung des Geräts:

- Schließen Sie das USBLadekabel an das Gerät und an eine geeignete Stromquelle an.
- Lassen Sie das Gerät vollständig aufladen, bevor Sie es wieder verwenden.

6. Regelmäßige Reinigung:

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit der Bürste, um Schmutz und Ohrenschmalz zu entfernen.
- Verwenden Sie den Wachspicker/Schraubendreher, um das Gerät bei Bedarf zu warten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Batterien sollten in speziellen Sammelstellen für Batterien entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Elektronikprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich Ihres ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE Hearing Aids wenden Sie sich bitte an den Kundenservice Ihres Händlers oder Herstellers. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, regelmäßig nach Sicherheitsupdates zu suchen und unsichere Produkte zu melden. Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden haben für uns höchste Priorität.

ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE hearing aid. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of your hearing aid. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the proper functioning of your hearing aid, please adhere to the following guidelines:

- Always use the product as directed.
- Keep the hearing aid out of reach of children and pets.
- Avoid exposing the hearing aid to moisture, extreme temperatures, or direct sunlight.
- Do not attempt to disassemble or modify the hearing aid.
- Regularly check for any signs of damage or wear and replace parts as necessary.
- Dispose of batteries and the hearing aid in accordance with local regulations.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE hearing aid, please observe the following precautions:

- Ensure the hearing aid is charged before use to avoid sudden power loss.
- Use only the provided USB charging cable for recharging.
- Do not use the hearing aid if it is damaged or not functioning correctly.
- Be cautious when adjusting the volume to avoid potential hearing damage.
- If you experience discomfort or pain while using the hearing aid, discontinue use immediately and consult a professional.
- Keep foam ear tips clean and replace them as needed to maintain hygiene.

Instructions for Installation and Usage

Follow these instructions to ensure proper installation and usage of your hearing aid:

1. Charging the Hearing Aid:

- Connect the USB charging cable to a power source.
- Plug the other end into the charging port of the hearing aid.
- Allow the hearing aid to charge fully (up to 48 hours of battery life on a single charge).

2. Inserting the Hearing Aid:

- Choose the appropriate foam ear tip size for comfort.
- Gently insert the hearing aid behind your ear, ensuring a snug fit.
- Adjust the ear tip to ensure it is comfortable and secure in your ear.

3. Turning On/Off:

- To turn on, slide the On/Off switch to the "On" position.
- To turn off, slide the switch to the "Off" position.

4. Adjusting the Volume:

- Gradually increase the volume to a comfortable level using the volume control.
- Avoid sudden increases in volume to protect your hearing.

5. Maintenance:

- Clean the hearing aid regularly with the provided brush and wax pick.
- Store the hearing aid in a dry place when not in use.

Disposal Instructions

Proper disposal of the hearing aid and its components is essential for environmental safety:

- Remove and dispose of batteries according to local regulations.
- Do not throw the hearing aid in regular household waste.
- Check for any recycling programs in your area for electronic devices.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please reach out to the designated contact point provided by the manufacturer or retailer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your experience with the ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE hearing aid!

Guide de Sécurité pour l'Aide Auditive ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité de votre aide auditive ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE. Ce document vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre appareil.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou des adolescents ayant reçu l'autorisation d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas l'appareil à la portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas l'appareil sans l'avis d'un professionnel.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel de la santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez l'humidité** : Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à des environnements humides.
- **Utilisation de piles** : Utilisez uniquement les piles recommandées. Ne jamais mélanger des piles neuves et usagées.
- **Limitation de bruit** : L'appareil a une limitation de dB à 105dB. Évitez une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés.
- **Réglages** : Ajustez le volume à un niveau confortable pour éviter d'endommager votre audition.
- **Interrupteur marche/arrêt** : Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation des embouts** :
 - Choisissez la taille d'embout appropriée parmi les trois tailles fournies.
 - Insérez l'embout dans l'appareil jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- **Mise en marche** :
 - Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer l'appareil.
- **Chargement** :
 - Utilisez le câble de chargement USB inclus pour recharger l'appareil.
 - Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation.
- **Ajustement du volume** :
 - Tournez le bouton de volume pour l'ajuster à votre niveau de confort.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers.
- Rapportez l'appareil usagé à un point de collecte approprié pour les dispositifs électroniques.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre aide auditive, veuillez consulter un professionnel de la santé ou votre point de vente.

En suivant ces instructions et précautions, vous garantirez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres utilisateurs. Merci d'avoir choisi l'aide auditive ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE.

Istruzioni di Sicurezza per l'ULTRA EAR BTE RICARICABILE SINGLE WALKERS GAME EAR

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ULTRA EAR BTE RICARICABILE. Questo dispositivo è progettato per migliorare la tua esperienza uditiva. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi o bagnati.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danno.
- Non tentare di riparare il dispositivo da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Indossare il dispositivo solo dietro l'orecchio come indicato.
- **Limitazione del volume:** Non superare il livello di volume raccomandato per evitare danni all'udito.
- **Controllo delle batterie:** Utilizzare solo batterie compatibili e sostituirle secondo necessità.
- **Pulizia:** Utilizzare solo gli accessori forniti per la pulizia e la manutenzione.
- **Interruttore On/Off:** Assicurati di spegnere il dispositivo quando non è in uso per preservare la durata della batteria.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle batterie:

- Apri il vano batterie seguendo le istruzioni nel manuale.
- Inserisci le batterie a bottone nel verso corretto.
- Chiudi il vano batterie.

2. Indossare il dispositivo:

- Posiziona il dispositivo dietro l'orecchio.
- Regola il dispositivo per una vestibilità comoda.

3. Accensione e spegnimento:

- Utilizza l'interruttore On/Off per accendere e spegnere il dispositivo.

4. Regolazione del volume:

- Regola il volume a un livello confortevole e sicuro.

5. Ricarica:

- Utilizza il cavo di ricarica USB fornito per ricaricare il dispositivo.
- Assicurati che il dispositivo sia spento durante la ricarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il dispositivo nell'indifferenziato. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato.
- Rimuovi le batterie prima di smaltire il dispositivo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per i prodotti di consumo. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace dell'ULTRA EAR BTE RICARICABILE. Ricorda di controllare regolarmente il dispositivo e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE kuulokojeen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja ei ole lasten ulottuvilla.
- Tuotteen käyttöä tulee välttää, jos olet allerginen vaahtomuoville tai muille materiaaleille, joita tuote sisältää.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat mitään epänormaalia toimintaa.
- Pidä laite puhtaana ja kuivana. Vältä altistamista laitetta vedelle tai muille nesteille.
- Varmista, että laite on ladattu ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos akku on tyhjentynyt.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua käytön aikana, lopeta käytön ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta liian korkeaksi, sillä tämä voi vahingoittaa kuuloasi.
- Varmista, että laite on kunnolla asetettu korvaasi ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos se aiheuttaa korvassasi ärsytystä tai kipua.
- Vältä käyttämästä laitetta voimakkaassa melussa ilman melunvaimennusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Lataaminen:

- Liitä USB-latauskaapeli pistorasiaan ja laitteeseen.
- Anna laitteen latautua, kunnes akku on täynnä (noin 46 tuntia).

2. Aseta laite korvaasi:

- Valitse sopiva vaahtomuovinen korvatulppa (kolme eri kokoa mukana).
- Aseta laite varovasti korvaasi varmistaen, että se on mukavasti paikallaan.

3. Käynnistä laite:

- Käynnistä laite On/Off-kytkimestä.
- Säädä äänenvoimakkuus miellyttävälle tasolle.

4. Puhdistus:

- Käytä mukana tulevaa harjaa puhdistaksesi laite säännöllisesti.
- Käytä vahanpoistotyökalua / ruuvimeisseliä tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet sähkö ja elektroniikkaromun (WEEE) hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE kuulokojeen. Toivomme, että se parantaa kuuloasi ja elämänlaatuasi!

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE hörselhjälpmedel. Denna produkt är utformad för att förbättra din hörselupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, sluta använda den omedelbart.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte hörselhjälpmedlet om du har en aktiv öroninflammation eller annan öronsjukdom.
- Justera volymen försiktigt för att undvika hörselskador.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts och vax.
- Använd endast de medföljande skumöronpropparna och batterierna som är avsedda för produkten.
- Använd inte produkten i miljöer med extrem värme eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation:

- Öppna batterifacket enligt anvisningarna.
- Sätt i det medföljande bottencellbatteriet med rätt polaritet (+/-).
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Användning:

- Placera hörselhjälpmedlet bakom örat.
- Justera skumöronproppen så att den sitter bekvämt i örat.
- Slå på enheten med På/Avknappen.
- Justera volymen till en bekväm nivå.

3. Laddning:

- Anslut USB-laddningskabeln till en kompatibel strömkälla.
- Anslut den andra änden till hörselhjälpmedlet.
- Låt enheten laddas i minst 4 timmar för att säkerställa full laddning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Återvinn förpackningen och andra material i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av ditt ULTRA EAR BTE RECHARGEABLE hörselhjälpmedel.